

Finntip 0.2 - 50 µl, steril, türkis 384er

48 mm, DNA-, DNase-, RNase-, Endotoxinfrei
für F1, F2, Novus Pipetten bis 50 µl (mikro)

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 384 Stück

Artikel-Nr.: 674439 | Thermo | Herstellernummer: 9400373

765,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 50 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Racks à 384 Stück