

## Magnet Heizrührer, Edelstahl, digital

Heizplatte Edelstahl, 0 bis 280°C, für 3 l



1 Stück

Artikel-Nr.: 556030 | Biozym

**249,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Technische Spezifikationen

**Spannung :** 100-240 V  
**Leistungsaufnahme:** 515 V  
**max. Rührmenge:** 3 l H<sub>2</sub>O  
**Rührstäbchen max.:** 50 mm  
**Rührstellen:** 1  
**Rührplatte ø:** 135 mm  
**Material Rührplatte:** Edelstahl  
**Drehzahl:** 200-1500  
**Einstellung der Drehzahl:** digital  
**Temperaturbereich:** RT +5...280  
**Einstellung der Temperatur:** digital  
**RS-232:** nein  
**Abmessungen:** 155 x 215 x 75 mm  
**Schutzklasse:** IP 41  
**Gewicht:** 1,5 kg

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Herbstaktion  
**Digitaldisplay:** ja  
**Heizfunktion:** ja  
**Kategorie:** Magnet Heizrührer  
**Max. Kapazität:** 3 l  
**Oberfläche:** Edelstahl  
**Plattform Durchmesser:** bis 140 mm  
**Rührfunktion:** ja  
**Verpackung:** 1 Stück

#### Magnetrührer, Heizrührer

- Edelstahl-Heizplatte
- LED-Display (Temperatur und Drehzahl)
- Digital geregelte Drehzahl (200 - 1.500 rpm) und Temperatur (RT - 280 °C)
- HOT-Warnanzeige, auch bei ausgeschaltetem Gerät

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20  
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70  
E-Mail: [support@biozym.com](mailto:support@biozym.com)  
Internet: [www.biozym.com](http://www.biozym.com)

Rechtliches  
Registergericht: Amtsgericht Hannover  
Registernummer: HRB 101682  
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH  
Geschäftsführer  
Dr. Sebastian Petri

- Schraubaufnahme für Stativstange, PT-1000 Anschluss