

Magnet Heizrührer, Keramik, digital

Heizplatte Keramik, 0 bis 280°C, für 3 l



Ohne Stativ, Becherglas und externem Sensor

1 Stück

Artikel-Nr.: 556031 | Biozym

302,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Technische Spezifikationen

Spannung : 100-240 V
Leistungsaufnahme: 515 V
max. Rührmenge: 3 l H₂O
Rührstäbchen max.: 50 mm
Rührstellen: 1
Rührplatte ø: 135 mm
Material Rührplatte: Edelstahl mit Porzellan überzogen
Drehzahl: 200-1500
Einstellung der Drehzahl digital
Temperaturbereich: RT +5...280
Einstellung der Temperatur: digital
RS-232: nein
Abmessungen: 155 x 215 x 75 mm
Schutzklasse: IP 41
Gewicht: 1,5 kg

Beschreibung

Digitaldisplay: ja
Heizfunktion: ja
Kategorie: Magnet Heizrührer
Max. Kapazität: 3 l
Oberfläche: Keramik
Plattform Durchmesser: bis 140 mm
Rührfunktion: ja
Verpackung: 1 Stück

Magnetrührer, Heizrührer

- Keramik-Heizplatte
- LED-Display (Temperatur und Drehzahl)
- Digital geregelte Drehzahl (200 - 1.500 rpm) und Temperatur (RT - 280 °C)
- HOT-Warnanzeige, auch bei ausgeschaltetem Gerät
- Schraubaufnahme für Stativstange, PT-1000 Anschluss

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

