

## iFuge Mini-Zentrifuge

Basiseinheit mit 2 Rotoren



1 Stück

Artikel-Nr.: 552610 | Biozym

**261,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Drehzahlregelung/Timer:** ja

**Kapazität:** 0.2 ml, 0.5 ml, 1.5/2.0 ml, 8 Well Strips (0.2ml)

**max. RCF (x g):** bis 2000

**Positionen (1.5/2.0 ml):** 0 bis 8

**Verpackung:** 1 Stück

#### Mini- Zentrifuge, Programmierbar mit 8 Positionen

Die iFuge zeichnet sich durch Programmieroptionen und einen großzügig dimensionierten Deckel aus. Somit können auch Schraubdeckelgefäße und 8-Well Strip mit breiten Randbereichen zentrifugiert werden.

- 2 Rotoren: 8 Positionen für 1.5/2.0 ml Tubes (inkl. Adapter für 0.2/0.4 ml), 2 x 8-Well 0.2 ml Strips
- Geschwindigkeit 100 bis 6000 rpm (2000 x g)
- Timer 1 bis 25 Minuten
- Digitaldisplay und Unwuchtdetektion