

PE/Cyanine7 anti-mouse CD284 (TLR4)

Rat IgG2a, kappa
SA15-21

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B145407 | **BioLegend** | Herstellernummer: 145407

105,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: SA15-21

Format: PE_CYANINE7

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 25 µg

PE/Cyanine7 anti-mouse CD284 (TLR4)

Clone: SA15-21

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: Toll-like Receptor 4/MD2 complex, TLR4-MD2-complex, TLR4/MD2, CD284/MD2

Size: 25 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE_CYANINE7

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8874>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>