

PE anti-human CD199 (CCR9)

Mouse IgG2a, kappa
L053E8

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B358904 | **BioLegend** | Herstellernummer: 358904

216,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: L053E8

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD199 (CCR9)

Clone: L053E8

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: GPR 9-6, GPR28, CDw199, Chemokine Receptor 9

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8761>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>