

Purified anti-human CD195 (CCR5)

Rat IgG2b, kappa
J418F1

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B359101 | **BioLegend** | Herstellernummer: 359101

60,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: J418F1

Format: PURE

Isotype: kappa, Rat IgG2b

Species of Origin: Rat

Verpackung: 25 µg

Purified anti-human CD195 (CCR5)

Clone: J418F1

Isotype: Rat IgG2b, kappa

Other_Names: C-C chemokine receptor type 5 (CCR5), HIV-1 fusion co-receptor

Size: 25 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8714>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>