

Purified anti-human/mouse/rat CD205 (DEC-205)

Mouse IgG1, kappa
HD83

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B359202 | BioLegend | Herstellernummer: 359202

231,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, IHC-F, WB

Clone: HD83

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human/mouse/rat CD205 (DEC-205)

Clone: HD83

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: LY75

Size: 100 µg

Reactivity: Human, Mouse, Rat

Format: PURE

App_Abbrev: FC, IHC-F, WB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8743>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>