

LEGEND MAX Human CCL5 (RANTES) ELISA Kit

BioLegend
From Revvity



1 Pre-coated Plate

Artikel-Nr.: B440807 | **BioLegend** | Herstellernummer: 440807

328,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ELISA
Format: LEGEND MAX
Species of Origin: N/A
Verpackung: 1 Pre-coated Plate

LEGEND MAX Human CCL5 (RANTES) ELISA Kit

Clone:
Isotype:
Other_Names: Human CCL5 (RANTES) Precoated ELISA Kit, D17S136E, SCYA5, SISd, TCP228
Size: 1 Pre-coated Plate

Reactivity: Human
Format: LEGEND MAX
App_Abbrev: ELISA
Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8866>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>