

Purified anti-Nestin

Mouse IgG1, kappa
10C2

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B656802 | **BioLegend** | Herstellernummer: 656802

212,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ICC, IHC-P, WB

Clone: 10C2

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-Nestin

Clone: 10C2

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: NES

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: WB, ICC, IHC-P

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8836>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>