

Purified anti-TICAM-1 (TRIF)

Mouse IgG2a, kappa
1H4B01

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B657102 | **BioLegend** | Herstellernummer: 657102

159,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ICC, IHC-P, IP, WB
Clone: 1H4B01
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG2a
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-TICAM-1 (TRIF)

Clone: 1H4B01
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: TIR domain-containing adapter molecule 1, TRIF, MyD88-3, Proline-Rich, Vinculin And TIR Domain-Containing Protein B (PRVTIRB)
Size: 100 µg

Reactivity: Human, Mouse
Format: PURE
App_Abbrev: WB, ICC, IP, IHC-P
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8882>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>