

## ClipTip 50 µl, Filter, lila, steril

für F1-ClipTip Pipetten 50 µl

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674516 | Thermo | Herstellernummer: 94420253

**86,60 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



### Beschreibung

**Farbe:** farblos

**Filter:** ja

**Länge:** normal

**Low Binding:** nein

**Maximalvolumen:** 50 µl

**Pipettenspitzen Linie:** Clip Tip

**Spezialeigenschaften:** ClipTip

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 10 Racks à 96 Stück