

ClipTip 200 µl, gelb

für F1-ClipTip Pipetten 200 µl
für E1 Pipetten 125 µl (nicht 384er Format)

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674520 | Thermo | Herstellernummer: 94410310

57,90 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: Clip Tip

Spezialeigenschaften: ClipTip

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Pipettenspitzen ClipTip 200

- Länge 5,6 cm
- Volumenbereich 10-200 µl
- Farbcode Gelb

Passend für

- F1-ClipTip 10-100 µl
- F1-ClipTip 20-200 µl
- F1-ClipTip 100 µl
- F1-ClipTip 200 µl
- F1-ClipTip 8-Kanal 10-100 µl
- F1-ClipTip 12-Kanal 10-100 µl
- E1-ClipTip 1-Kanal 2-125 µl
- E1-ClipTip 8-Kanal 2-125 µl
- E1-ClipTip 12-Kanal 2-125 µl
- E1-ClipTip Equalizer 8-Kanal 2-125 µl

- **Geringer Kraftaufwand zum Aufnehmen der Spitzen.** Ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein.
- **Geringe Retention.** Jede ClipTip Pipettenspitze nutzt eine spezielle Technologie für geringe Retention zur maximalen

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

Probenrückgewinnung.

- **Bewährte Qualität:** Zertifiziert frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
- **Umweltfreundlich:** Unser Nachfüllsystem besteht aus Recycling-Komponenten und 30 % weniger Kunststoff.
- **CE-Kennzeichnung:** Das F1-ClipTip Pipettiersystem ist gemäß der IVD-Richtlinie in Europa CE-gekennzeichnet.
- **Einfache Identifikation und Nachverfolgbarkeit:** Aufgedruckte Chargennummer und Volumenangabe auf jedem Spitzeneinsatz sowie einfache Zuordnung der passenden Spitze zur Pipette über eine farbliche Kennzeichnung
- **Zertifizierung:** Produziert gem. ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485.