

**ClipTip 200 µl, gelb, steril**  
für F1-ClipTip Pipetten 200 µl  
für E1 Pipetten 125 µl (nicht 384er Format)

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674521 | Thermo | Herstellernummer: 94410313

**75,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



## Beschreibung

**Farbe:** farblos

**Filter:** nein

**Länge:** normal

**Low Binding:** nein

**Maximalvolumen:** 200 µl

**Pipettenspitzen Linie:** Clip Tip

**Spezialeigenschaften:** ClipTip

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 10 Racks à 96 Stück