

ClipTip 200 µl, Filter, gelb, steril

für F1-ClipTip Pipetten 200 µl

für E1 Pipetten 125 µl (nicht 384er Format)

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674526 | Thermo | Herstellernummer: 94420313

86,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: Clip Tip

Spezialeigenschaften: ClipTip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück