

ClipTip 300 µl, orange, steril

für F1-ClipTip Pipetten 300 µl

für E1 Pipetten 300 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674531 | Thermo | Herstellernummer: 94410513

75,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 300 µl

Pipettenspitzen Linie: Clip Tip

Spezialeigenschaften: ClipTip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück