

ClipTip Leer Rack, medium

für F1-ClipTip Inserts medium

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks

Artikel-Nr.: 674539 | Thermo | Herstellernummer: 94410519

27,90 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Maximalvolumen: Leer Rack medium

Pipettenspitzen Linie: Clip Tip

Spezialeigenschaften: Zubehör Rack

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Racks