

ClipTip 1000 µl, Filter, blau, steril

für F1-ClipTip Pipetten 1000 µl



8 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674546 | Thermo

92,60 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: Clip Tip

Spezialeigenschaften: ClipTip

Sterilität: steril

Verpackung: 8 Racks à 96 Stück