

iFuge M12P

Basiseinheit mit 1 Rotor



1 Stück

Artikel-Nr.: 552630 | Biozym

795,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Herbstaktion

Display (LCD): ja

Drehzahlregelung/Timer: ja

Kapazität: 0.2 ml, 0.5 ml, 1.5/2.0 ml

max. RCF (x g): über 15000

Positionen (1.5/2.0 ml): 9 bis 12

Verpackung: 1 Stück

Programmierbar mit bis zu 99 Anwenderprogrammen

- Bis 15.000 rpm (15.500 x g), Timer bis 999 min
- Hintergrund-beleuchtetes LC-Display
- Dauerhaft wartungsfreier Brushless-Motor
- Sicherheitsfunktionen: Unwuchtdetektion und Lid Lock
- Metall-Rotor für 12 x 1.5 / 2.0 ml Gefäße, inkl. Adapter für 0.2 / 0.4 / 0.5 ml