

Purified anti-Neu5Gc

Chicken IgY

Poly21469

BioLegend
From Revvity



25 µL

Artikel-Nr.: B146903 | **BioLegend** | Herstellernummer: 146903

285,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ELISA, FC, IHC, WB

Clone: Poly21469

Format: PURE

Isotype: Chicken IgY

Species of Origin: Chicken

Verpackung: 25 µL

Purified anti-Neu5Gc

Clone: Poly21469

Isotype: Chicken IgY

Other_Names: N-Glycolylneuraminic acid

Size: 25 µL

Reactivity: Mouse

Format: PURE

App_Abbrev: FC, ELISA, WB, IHC

Species of Origin: Chicken

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9079>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>