

Alexa Fluor® 647 anti-human CD57

Mouse IgM, kappa
HNK-1

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B359614 | **BioLegend** | Herstellernummer: 359614

159,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: FC, IHC-P, SB
Clone: HNK-1
Format: A647
Isotype: kappa, Mouse IgM
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

Alexa Fluor® 647 anti-human CD57

Clone: HNK-1
Isotype: Mouse IgM, kappa
Other_Names: HNK-1, NK-1, Leu-7, B3GAT1
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: A647
App_Abbrev: FC, IHC-P, SB
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9086>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>