

Purified anti-human IL-15

Mouse IgG1, kappa
BH1509

BioLegend
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B515002 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 515002

226,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ELISA Capture

Clone: BH1509

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 500 µg

Purified anti-human IL-15

Clone: BH1509

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Interleukin-15 (IL-15), MGC9721

Size: 500 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: ELISA Capture

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8960>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>