

Biotin anti-human IL-15

Mouse IgG1, kappa
BH1543

BioLegend
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B515104 | **BioLegend** | Herstellernummer: 515104

222,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ELISA Detection
Clone: BH1543
Format: BIOTIN
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 500 µg

Biotin anti-human IL-15

Clone: BH1543
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Interleukin-15 (IL-15), MGC9721
Size: 500 µg

Reactivity: Human
Format: BIOTIN
App_Abbrev: ELISA Detection
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8963>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>