

Purified anti-human CXCL10 (IP-10)

Mouse IgG2a, kappa
J036G3

BioLegend
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B524402 | **BioLegend** | Herstellernummer: 524402

208,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ELISA Capture, WB
Clone: J036G3
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG2a
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 500 µg

Purified anti-human CXCL10 (IP-10)

Clone: J036G3
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: Interferon gamma-inducible protein 10 (IP10), Interferon gamma induced factor, gIP-10, IFI10, INP10
Size: 500 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: ELISA Capture, WB
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9149>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>