

Purified anti-human APRIL (TNFSF13, CD256)

Mouse IgG2a, kappa
33H5

BioLegend
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B524801 | **BioLegend** | Herstellernummer: 524801

60,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ELISA Capture
Clone: 33H5
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG2a
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 50 µg

Purified anti-human APRIL (TNFSF13, CD256)

Clone: 33H5
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: A Proliferation Inducing Ligand (APRIL), TNFSF13, CD256, TALL2, TRDL1
Size: 50 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: ELISA Capture
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8942>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>