

Anti-c-Myc Tag (9E10) Affinity Gel

Mouse IgG1, kappa
9E10

BioLegend
From Revvity



500 µL

Artikel-Nr.: B658502 | BioLegend | Herstellernummer: 658502

165,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: IP, Purification

Clone: 9E10

Format: SOLUTION

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 500 µl

Anti-c-Myc Tag (9E10) Affinity Gel

Clone: 9E10

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: myc tag, c-Myc tag, cMyc tag, Myc epitope tag

Size: 500 µL

Reactivity:

Format: SOLUTION

App_Abbrev: Purification, IP

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9142>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>