

iFuge BL Mini-Zentrifuge

Basiseinheit mit 2 Rotoren



1 Stück

Artikel-Nr.: 552612 | Biozym

282,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Drehzahlregelung/Timer: ja

Kapazität: 0.2 ml, 0.5 ml, 1.5/2.0 ml, 8 Well Strips (0.2 ml)

max. RCF (x g): bis 2000

Positionen (1.5/2.0 ml): 0 bis 8

Verpackung: 1 Stück

Mini-Zentrifuge mit Brushless-Motor - dauerhaft wartungsfrei, ohne Motorkohlen

- 8 Positionen, auch für Schraubdeckelgefäße
- Bis 6.000 rpm (2.000 x g), Timer 1 – 25 min
- Digitaldisplay und Unwuchtdetektion
- 2 Rotoren: für 8 x 1.5 / 2.0 ml Tubes, inkl. Adapter für 0.2 / 0.4 ml Tubes, für 2 x 0.2 ml 8 Well Strips