

Spitzen, 10 µl, extra lang, farblos

graduiert, Volumenbereich 0.1-10 µl

DNA-, DNase-, RNasefrei



10 Reloads à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0053 | Biozym

35,60 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: XL

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Reloads à 96 Stück

Spitzenlänge: 45,8 mm

Pipettenspitze 10 µl extra lang

Passend für

- Brand Transferpette 0.1-1µl, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette 2-20µl micro, 1-Kanal
- Brand Transferpette 0.5-10µl, 8/12-Kanal
- Brand Transferpette 2-20µl, 8/12-Kanal
- Brand Transferpette S 0.1-1µl, 0.1-2.5µl, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette S 0.5-10µl, 8/12-Kanal
- Eppendorf Research Plus 0.1-2.5µl, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Eppendorf Research Plus 2-20µl micro, 1-Kanal
- Eppendorf Research Plus 0.5-10µl, 8/12-Kanal
- Eppendorf Reference 0.1-2.5µl, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Eppendorf Reference 2-20µl micro, 1-Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 0.2-2µl, micro, 0.5-5µl, micro, 1-Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 0.5-10µl, 8/12-Kanal
- Gilson Pipetman Classic, G, L: P2 0.2-2µl, 1-10µl, 1-Kanal
- Nichiryo Nichipet Premium, EX, EX Plus 0.1-2µl, 1-Kanal
- Nichiryo Nichipet 7000 0.5-10µl, 8/12-Kanal
- Rainin Pipet-Lite SL-2XLS 0.1-2µl, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Rainin Classic PR-2 0.1-2µl, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Sartorius Proline 0.5-10µl, 8/12-Kanal
- Sartorius mLine 0.1-3µl, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Sartorius mLine 0.5-10µl, 8/12-Kanal
- Sartorius Proline 0.1-2.5µl, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Socorex Calibra® 822 0.2-2µl, 1-10µl micro, 1-Kanal
- Socorex Calibra® 852 1-10µl, 8/12-Kanal
- Socorex Acura 825 0.1-2µl, 0.5-10µl, 1-Kanal
- Socorex Acura 855 0.5-10µl, 8/12-Kanal