

SurPhob Spitzen, 10 µl, extra lang, farblos

Low Binding, graduert, Volumenbereich 1-10 µl

DNA-, DNase-, RNasefrei



10 Leerracks und 10 Reloads à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0102 | Biozym

45,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: XL

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Leerracks und 10 Reloads à 96 Stück

Spitzenlänge: 45,8 mm

Pipettenspitze 10 µl extra lang