

SurPhob Spitzen, 10 µl, extra lang, farbl., steril

Low Binding, graduert, Volumenbereich 1-20 µl

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0108 | Biozym

42,40 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: XL

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück