

SafeSeal SurPhob Spitzen, 10 µl, extra lang, steril

Filterspitzen, Low Binding, graduert
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0200 | Biozym

59,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Aktionsangebote: Herbstaktion

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: ja

Länge: XL

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

SafeSeal SurPhob Filterspitze

Spitzenlänge: 45,8 mm

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:

Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>