

## Spitzen, 200 µl, farblos

graduiert  
DNA-, DNase-, RNasefrei



20 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: VT0003X | Biozym

**195,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



## Beschreibung

**Farbe:** farblos  
**Filter:** nein  
**Graduierung:** ja  
**Länge:** normal  
**Low Binding:** nein  
**Maximalvolumen:** 200 µl  
**Pipettenspitzen Linie:** SurPhob  
**Sterilität:** unsteril  
**Verpackung:** 20 Beutel à 1000 Stück

Spitzenlänge: 50 mm

Pipettenspitze 200 µl

Passend für:

- Brand Transferpette 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette 2.5-25µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 8/12-Kanal
- Brand Transferpette S 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette S 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 8/12-Kanal
- Eppendorf Research Plus 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Eppendorf Research Plus 10-100µl, 8/12-Kanal
- Eppendorf Reference 2-20µl, 10-100µl, 50-200µl, 1-Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 0.5-5µl, 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 5-50µl, 8/12-Kanal
- Gilson Pipetman Classic, G, L: P20 2-20µl, 20-100µl, 50-200µl, 1-Kanal
- Gilson Pipetman P10L 0.5-10µl, 2-20µl, 20-200µl, 8/12-Kanal
- Nichiryo Nichipet Premium, EX, EX Plus 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Nichiryo Nichipet 7000 5-50µl, 40-200µl, 8/12-Kanal
- Rainin Pipet-Lite SL-20XLS 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Rainin Classic PR-20 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Sartorius mLine 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Sartorius mLine 5-100µl, 8/12-Kanal
- Sartorius Proline 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Sartorius Proline 5-50µl, 8/12-Kanal
- Socorex Calibra® 822 1-10µl, 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal

- Socorex Calibra® 852 10-100µl, 20-200µl, 8/12-Kanal
- Socorex Acura 825 1-10µl, 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Socorex Acura 855 5-50µl, 20-200µl, 8/12-Kanal