

Spitzen, 200 µl, gelb
graduirt
DNA-, DNase-, RNasefrei



20 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: VT0004X | Biozym

195,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: gelb

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Sterilität: unsteril

Verpackung: 20 Beutel à 1000 Stück