

Spitzen, 200 µl, gelb, steril
graduiert
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0019 | Biozym

43,90 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: gelb

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:
Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>