

Spitzen, 200 µl, gelb
graduirt
DNA-, DNase-, RNasefrei



10 Reloads à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0014 | Biozym

31,80 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: gelb
Filter: nein
Graduierung: ja
Länge: normal
Low Binding: nein
Maximalvolumen: 200 µl
Pipettenspitzen Linie: SurPhob
Sterilität: unsteril
Verpackung: 10 Reloads à 96 Stück