

SafeSeal SurPhob R Spitzen, 100 µl, steril

Filterspitzen, graduiert, Low Binding
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei

5 x 10 Recycled Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VTR230 | Biozym

288,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 100 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Sterilität: steril

Verpackung: 5 x 10 Recycled Racks à 96 Stück

Spitzenlänge: 50 mm

SafeSeal SurPhob Filterspitze 100 µl

- Sartorius mLine 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Sartorius mLine 5-100µl 8/12-Kanal
- Sartorius Proline 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Sartorius Proline 5-50µl 8/12-Kanal
- Brand Transferpette 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette 2.5-25µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 8/12-Kanal
- Brand Transferpette S 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette S 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 8/12-Kanal
- Eppendorf Research Plus 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Eppendorf Research Plus 10-100µl, 8/12-Kanal
- Eppendorf Reference 2-20µl, 10-100µl, 50-200µl, 1-Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 0.5-5µl, 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 5-50µl, 8/12-Kanal
- Gilson Pipetman Classic, G, L: P20 2-20µl, 20-100µl, 50-200µl, 1-Kanal
- Gilson Pipetman P10L 0.5-10µl, 2-20µl, 20-200µl 8/12-Kanal
- Nichiryo Nichipet Premium, EX, EX Plus 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Nichiryo Nichipet 7000 5-50µl, 40-200µl 8/12-Kanal
- Rainin Pipet-Lite SL-20XLS 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal

- Rainin Classic PR-20 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Socorex Calibra® 822 1-10µl, 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Socorex Calibra® 852 10-100µl, 20-200µl 8/12-Kanal
- Socorex Acura 825 1-10µl, 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Socorex Acura 855 5-50µl, 20-200µl, 8/12-Kanal

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:
Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>