

## SafeSeal SurPhob R Spitzen, 200 µl, steril

Filterspitzen, graduiert, Low Binding  
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei

5 x 10 Recycled Racks à 96 Stück



Artikel-Nr.: VTR240 | Biozym

**288,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Farbe:** farblos

**Filter:** ja

**Graduierung:** ja

**Länge:** normal

**Low Binding:** ja

**Maximalvolumen:** 200 µl

**Pipettenspitzen Linie:** SurPhob

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 5 x 10 Recycled Racks à 96 Stück

Spitzenlänge: 50 mm

SafeSeal SurPhob Filterspitze 200 µl

- Sartorius mLine 20-200µl, 1-Kanal
- Sartorius Proline 20-200µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette 20-200µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette 20-200µl, 8/12-Kanal
- Brand Transferpette S 20-200µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette S 20-200µl, 8/12-Kanal
- Eppendorf Research Plus 20-200µl, 1-Kanal
- Eppendorf Reference 50-200µl, 1-Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 20-200µl, 1-Kanal
- Gilson Pipetman Classic, G, L: P20 50-200µl, 1-Kanal
- Gilson Pipetman P10L 20-200µl 8/12-Kanal
- Nichiryo Nichipet Premium, EX, EX Plus 20-200µl, 1-Kanal
- Nichiryo Nichipet 7000 40-200µl 8/12-Kanal
- Rainin Pipet-Lite SL-20XLS 20-200µl, 1-Kanal
- Rainin Classic PR-20 20-200µl, 1-Kanal
- Socorex Calibra® 822 20-200µl, 1-Kanal
- Socorex Calibra® 852 20-200µl 8/12-Kanal
- Socorex Acura 825 20-200µl, 1-Kanal
- Socorex Acura 855 20-200µl, 8/12-Kanal

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:  
Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>