

Cell Saver Spitzen, 200 µl, farblos

graduiert
DNA-, DNase-, RNasefrei

1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: VT0030 | Biozym



24,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: graduiert

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Spezialeigenschaften: Cell Saver

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück