

SurPhob Spitzen, 300 µl, farblos

Low Binding, graduert
DNA-, DNase-, RNasefrei



10 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: VT0150X | Biozym

220,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 300 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Beutel à 1000 Stück

Spitzenlänge: 56mm

SurPhob Low Binding Pipettenspitze, 300 µl

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:
Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>