

SurPhob Spitzen, 300 µl, farblos, steril

Low Binding, graduert
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0158 | Biozym

51,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos
Filter: nein
Graduierung: ja
Länge: normal
Low Binding: ja
Maximalvolumen: 300 µl
Pipettenspitzen Linie: SurPhob
Sterilität: steril
Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:
Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>