

SafeSeal SurPhob Spitzen, 300 µl, steril

Filterspitzen, Low Binding, graduert
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0250 | Biozym

59,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 300 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

SafeSeal SurPhob Filterspitze 300 µl

Spitzenlänge: 50 mm

Passend für

- Brand Transferpette 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Brand Transferpette 2.5-25µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 8/12-Kanal
- Brand Transferpette 30-300µl, 8/12-Kanal
- Brand Transferpette S 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Brand Transferpette S 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 8/12-Kanal
- Brand Transferpette S 30-300µl, 8/12-Kanal
- Eppendorf Research Plus 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Eppendorf Research Plus 30-300µl, 1- Kanal
- Eppendorf Research Plus 10-100µl, 8/12-Kanal
- Eppendorf Research Plus 30-300µl, 8/12-Kanal
- Eppendorf Reference 2-20µl, 10-100µl, 50-200µl, 1- Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 0.5-5µl, 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 5-50µl, 8/12-Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 50-300µl, 8/12-Kanal
- Gilson Pipetman Classic, G, L: P20 2-20µl, 20-100µl, 50-200µl, 1- Kanal
- Gilson Pipetman P10L 0.5-10µl, 2-20µl, 20-200µl, 8/12-Kanal
- Gilson Pipetman P300L 20-300µl, 8/12-Kanal
- Nichiryo Nichipet Premium, EX, EX Plus 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Nichiryo Nichipet 7000 5-50µl, 40-200µl, 8/12-Kanal

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

- Nichiryo Nichipet 7000 50-300µl, 8/12-Kanal
- Rainin Pipet-Lite SL-20XLS 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Rainin Pipet-LiteSL-300XLS 20-300µl, 1- Kanal
- Rainin Classic PR-20 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Sartorius mLine 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Sartorius mLine 5-100µl, 8/12-Kanal
- Sartorius mLine 30-300µl, 8/12-Kanal
- Sartorius Proline 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Sartorius Proline 5-50µl, 8/12-Kanal
- Sartorius Proline 50-300µl, 8/12-Kanal
- Socorex Calibra® 822 1-10µl, 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Socorex Calibra® 852 10-100µl, 20-200µl, 8/12-Kanal
- Socorex Acura 825 1-10µl, 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Socorex Acura 855 5-50µl, 20-200µl, 8/12-Kanal
- Socorex Acura 855 40-350µl, 8/12-Kanal

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:
Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>