

## SafeSeal SurPhob R Spitzen, 300 µl, steril

Filterspitzen, graduiert, Low Binding  
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



5 x 10 Recycled Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VTR250 | Biozym

**288,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Farbe:** farblos

**Filter:** ja

**Graduierung:** ja

**Länge:** normal

**Low Binding:** ja

**Maximalvolumen:** 300 µl

**Pipettenspitzen Linie:** SurPhob

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 5 x 10 Recycled Racks à 96 Stück

SafeSeal SurPhob Filterspitze 300 µl

Spitzenlänge: 50 mm

#### Passend für

- Brand Transferpette 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Brand Transferpette 2.5-25µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 8/12-Kanal
- Brand Transferpette 30-300µl, 8/12-Kanal
- Brand Transferpette S 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Brand Transferpette S 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 8/12-Kanal
- Brand Transferpette S 30-300µl, 8/12-Kanal
- Eppendorf Research Plus 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Eppendorf Research Plus 30-300µl, 1- Kanal
- Eppendorf Research Plus 10-100µl, 8/12-Kanal
- Eppendorf Research Plus 30-300µl, 8/12-Kanal
- Eppendorf Reference 2-20µl, 10-100µl, 50-200µl, 1- Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 0.5-5µl, 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 5-50µl, 8/12-Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 50-300µl, 8/12-Kanal
- Gilson Pipetman Classic, G, L: P20 2-20µl, 20-100µl, 50-200µl, 1- Kanal
- Gilson Pipetman P10L 0.5-10µl, 2-20µl, 20-200µl, 8/12-Kanal
- Gilson Pipetman P300L 20-300µl, 8/12-Kanal
- Nichiryo Nichipet Premium, EX, EX Plus 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Nichiryo Nichipet 7000 5-50µl, 40-200µl, 8/12-Kanal

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20  
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70  
E-Mail: [support@biozym.com](mailto:support@biozym.com)  
Internet: [www.biozym.com](http://www.biozym.com)

Rechtliches  
Registergericht: Amtsgericht Hannover  
Registernummer: HRB 101682  
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH  
Geschäftsführer  
Dr. Sebastian Petri

- Nichiryo Nichipet 7000 50-300µl, 8/12-Kanal
- Rainin Pipet-Lite SL-20XLS 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Rainin Pipet-LiteSL-300XLS 20-300µl, 1- Kanal
- Rainin Classic PR-20 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Sartorius mLine 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Sartorius mLine 5-100µl, 8/12-Kanal
- Sartorius mLine 30-300µl, 8/12-Kanal
- Sartorius Proline 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Sartorius Proline 5-50µl, 8/12-Kanal
- Sartorius Proline 50-300µl, 8/12-Kanal
- Socorex Calibra® 822 1-10µl, 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Socorex Calibra® 852 10-100µl, 20-200µl, 8/12-Kanal
- Socorex Acura 825 1-10µl, 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Socorex Acura 855 5-50µl, 20-200µl, 8/12-Kanal
- Socorex Acura 855 40-350µl, 8/12-Kanal

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:  
Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>