

SafeSeal SurPhob Spitzen, 1000 µl, steril

Filterspitzen, Low Binding, graduert
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0260 | Biozym

59,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Spitzenlänge: 76 mm

SafeSeal SurPhob Filterspitze 1000 µl

Passend für:

- Brand Transferpette 100-1000µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette S 100-1000µl, 1-Kanal
- Eppendorf Research Plus 100-1000µl, 1-Kanal
- Eppendorf Reference 100-1000µl, 1-Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 100-1000µl, 1-Kanal
- Gilson Pipetman Classic, G, L: P1000 200-1000µl, 1-Kanal
- Nichiryo Nichipet Premium, EX, EX Plus 100-1000µl, 1-Kanal
- Rainin Pipet-Lite SL-1000XLS 100-1000µl, 1-Kanal
- Rainin Classic PR-1000 100-1000µl, 1-Kanal
- Sartorius mLine 100-1000µl, 1-Kanal
- Sartorius Proline 100-1000µl, 1-Kanal
- Socorex Calibra® 822 100-1000µl, 1-Kanal
- Socorex Acura 825 100-1000µl, 1-Kanal

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:

Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri