

SurPhob Spitzen, 1250 µl, farblos, steril

Low Binding, graduert
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0178 | Biozym

57,10 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos
Filter: nein
Graduierung: ja
Länge: XL
Low Binding: ja
Maximalvolumen: 1000 µl
Pipettenspitzen Linie: SurPhob
Sterilität: steril
Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Spitzenlänge: 90 mm

SurPhob Low Binding Pipettenspitze, 1250 µl

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:
Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>