

Cell Saver Spitzen, 1 ml, farblos

graduiert
DNA-, DNase-, RNasefrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0045 | Biozym

52,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Spezialeigenschaften: Cell Saver

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:

Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>