

Cell Saver Spitzen, 1 ml, farblos, steril

graduiert

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0048 | Biozym



54,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: graduiert

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück