

Nunc 2D Barcode ScrewTop Tubes, 5 ml, steril

Außengewinde, runder Boden, Gewebetube
farbloser Deckel, Schreibfeld, Graduierung

ThermoFisher
SCIENTIFIC



10 Latch Racks à 24 Tubes (240 Stück)

Artikel-Nr.: 59374320 | Thermo

545,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: Nunc

Codierung: 2D-Barcode, Schreibfeld

Format: Rack im SBS Format

Passend für Rackformat: SBS/24

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Latch Racks à 24 Tubes (240 Stück)

Volumen: 5.0 ml