

Nunc Cryobank ScrewTop Tube, 5.0 ml, steril

Außengewinde, runder Boden, Gewebetube
farbloser Deckel, Schreibfeld, Graduierung

ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Beutel à 240 Stück

Artikel-Nr.: 59374323 | Thermo

344,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Nunc
Codierung: 2D-Barcode, Schreibfeld
Format: Rack im SBS Format
Passend für Rackformat: SBS/24
Produktart: Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde
Sterilität: steril
Verpackung: 1 Beutel à 240 Stück
Volumen: 5.0 ml