

Zombie UV Fixable Viability Kit

BioLegend
From Revvity



500 tests

Artikel-Nr.: B423108 | BioLegend | Herstellernummer: 423108

201,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: FC
Format: NONAB_CHMPRB
Species of Origin: N/A
Verpackung: 500 Tests

Zombie UV Fixable Viability Kit

Clone:
Isotype:
Other_Names: Fixable Dye, Fixable Viability Dye, Dead, Apoptosis
Size: 500 tests

Reactivity:
Format: NONAB_CHMPRB
App_Abbrev: FC
Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9336>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>