

Purified anti-TGF-beta1

Mouse IgG2a, kappa
21C11

BioLegend
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B525301 | **BioLegend** | Herstellernummer: 525301

60,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ELISA Capture
Clone: 21C11
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG2a
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 50 µg

Purified anti-TGF-beta1

Clone: 21C11
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: Transforming growth factor-beta 1 (TGF-b1), TGFB1, CED, DPD1
Size: 50 µg

Reactivity: Human, Mouse, Rat
Format: PURE
App_Abbrev: ELISA Capture
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9315>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>